



cobas[®] 6500 urine analyzer series *ein Tube, ein Tastendruck – Urin Workflow*

- **Konsolidierung des Urin Arbeitsplatzes**
- **Sediment Mikroskopie; Automation des Gold-Standards**
- **Präzise und sichere Streifen-Resultate**
- **Workflow Optimierung**



cobas[®]
Life needs answers

cobas u 601 urine analyzer

*Effizienz durch voll automatisierte
Urinstreifen Messung*

- **Modulares Design**
- **240 Tests/Stunde**
- **Probeneingang: 75 Proben auf RD Standard Racks & Tray**

cobas u pack – Streifen Kassette/Abfall-Box

400 Combur-Test® Streifen
2 Wochen „on-board“ Stabilität

Parameter

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Spezifisches Gewicht | Ketone |
| pH, Leukozyten | Urobilinogen |
| Nitrit | Bilirubin |
| Protein | Blut (Erythrozyten/Hämoglobin) |
| Glukose | Harnfarbe, Harntrübung |



cobas u 701 microscopy analyzer

*Produktivität durch voll automatisierte
Sediment Mikroskopie*

- **Modulares Design**
- **120 Tests/Stunde**
- **Probeneingang: 75 Proben auf RD Standard Racks & Tray**

cobas u cuvette – Küvetten Kassette/Abfall-Box

400 Küvetten
Echte Mikroskopie
Bildvergleich gegen Datenbank

Parameter

| Quantitativ | Semi-quantitativ/qualitativ | |
|--------------------|------------------------------------|-----------|
| Leukozyten | Bakterien | Kristalle |
| Erythrozyten | Plattenepithelzellen | Hefen |
| | Nicht-Plattenepithelzellen | Schleim |
| | Hyalin-Zylinder | Spermien |
| | Nicht-Hyalin-Zylinder | |



COBAS, COBAS U, COMBUR-TEST und LIFE NEEDS ANSWERS sind Marken von Roche.
©2013 Roche

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
6343 Rotkreuz
Tel. 041 799 61 00
www.roche-diagnostics.ch / Art. Nr. 07087691001